



senectovia®



- Matratzenersatz-System für Hochrisikopatienten und bei bestehenden Dekubitalgeschwüren aller Stadien
- Aktive Saugwirkung des Aggregates durch Null-Druck-Technologie
- Unterstützt erhöhte reaktive Hyperämie
- Spezialventile ermöglichen schnell und einfach die Bauchlagerung
- Effektive Weichlagerung bei schmerzempfindlichen Patienten

**NoDec<sup>®</sup>**  
**AIRSTREAM3**

senectovia medizinaltechnik

## NULL-DRUCK-TECHNOLOGIE – DA MACHT UNS KEINER WAS VOR.

- Einfache Bedienung und Einstellung der Betriebsart durch klare Displayanzeige
- Sicherheit durch akustische und optische Alarmfunktionen
- Automatische Druckeinstellung auf das Patientengewicht
- Sicherheit in allen Notfallsituationen durch einfache und schnelle Entlüftung des NoDec CPR Ventils
- Weichlagerung durch Komforteinstellung (weich – medium – hart) möglich
- Statischer Modus für Patientenkomfort und ruhigen Schlaf
- Optionale Weichlagerung bis in den Wirkungsbereich von Low-Air-Loss-Systemen
- Geeignet für Patienten bis 250 kg
- Hautfreundlicher, desinfizier – und waschbarer bi-elastischer Bezug mit antimikrobieller Wirkung, bietet optimale Hygiene und Minimierung der Scherkräfte
- Verschleissarm und wartungsfreundlich durch Mikroprozessorsteuerung
- Hoher Patientenkomfort durch besonders geräuscharmes Aggregat
- 3-Zellen Wechseldruck-Nulldruck-Technologie
- Einfaches Umlegen von zwei Ventilen ermöglicht eine schnelle Bauchlagerung
- Vollständige Druckentlastung jeder Körperpartie im 5-Minutenzyklus für zwei Minuten
- Integrierte Netzkabel Führung



3 Zellen-Zyklus



## TECHNISCHE DATEN

# NoDec<sup>®</sup> AIRSTREAM3

### Matratze

Abmessung:	2000 x 850 x 250 mm (LxBxH)
Material:	Polyester mit Polyurethan
Reinigung:	Bezug waschbar bei 80-90 °C Desinfektion mit VAH gelisteten Desinfektionsmitteln
Patientengewicht:	30 kg – 250 kg
Aufbau:	2-Lagen, 19 Querzellen, 3 entleerbare Kopfzellen

### Aggregat

Abmessung:	350 x 180 x 380 mm (LxTxH)
Gewicht:	6.8 kg
Zyklusdauer:	15 Minuten
Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
Stromaufnahme:	20 W / 0,35 A



senectovia<sup>®</sup>

senectovia  
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45  
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40  
www.senectovia.ch info@senectovia.ch