



senectovia®

Produktinformation **Aktivlifter SLK Easylev**



Aus diesen Gründen sollte man Aktivlifter einsetzen

Aktivlifter leisten einen wertvollen Beitrag, bei beginnender Mobilitätseinschränkung schnell und einfach Positionswechsel durchführen zu können.

Auch die Bewahrung der Würde der Patientinnen und Patienten beim diskreten Toilettengang wird so noch aufrecht erhalten.

Voraussetzung für den Einsatz von Aktivliftern ist eine ausreichende Restmobilität der Patientin / des Patienten, und der richtige Aktivgurt.



**Innovativ
komfortabel
flexibel**

Vorteile für den Patienten

- Sicherer und schonender Transfer
- Aktivlifter unterstützen bei der Therapie, bei der Erhaltung oder Steigerung der Mobilität und Unabhängigkeit
- Aktivlifter sind in ihren Eigenschaften positiv für die Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems
- für eine Verbesserung des Körpergefühls und der Darmfunktion
- für die Stärkung von Knochen, Gelenken und Knorpel

Vorteile für den Betreuer

- einfache Bedienung während des Transfers
- Minimierung der körperlichen Belastung des Betreuers beim Transfer

SLK Easylev

Aktivlifter mit verschiedenen Fahrgestellvarianten



**SLK Easylev Artikel-ID 5021
mit fixem Fahrgestell**



**SLK Easylev Artikel-ID 5022
mit manueller Fahrwerkspreizung**



**SLK Easylev Artikel-ID 5023
mit elektrischer Fahrwerkspreizung**



Fakten

- max. Patientengewicht: **180 kg**
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- rückschonende Handhabung für das Pflegepersonal
- Erleichterter Aufstehvorgang durch besonders tiefes Trittbrett
- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer Transfer auch in stehender Position
- Therapieunterstützend, zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität
- manuell oder elektrisch (optional) verstellbare Fahrwerkspreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- höhenverstellbares Schienbeinpolster

Material & Service

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

optionales Zubehör

- breites SLK Wadenband (Artikel-ID 5193)
- breites SLK Schienbeinpolster (Artikel-ID 5462)



Zu verwendende Liftergurte

- **SLK Aktivgurt**



Steigerung der Mobilität

Anwendungsbeispiele/Patiententransport



senectovia®

senectovia medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 · CH-8902 Urdorf · Tel. 044 735 35 45 · Fax 044 735 35 40
info@senectovia.ch · www.senectovia.ch